




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Kernschliff NS 71/51, 65x3,2x180 mm

61,49 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Geschliffene Kegelkerne aus DURAN®-Rohr. Nach DIN 12249 Form B und in Ergänzung zur Norm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0031
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2030
EAN	4058072297732
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	65 mm
Material	Borosilikatglas
Länge	180 mm
Normschliff Kern	71/51
normiert nach DIN-Norm (DIN)	DIN 12249

