



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Kernschliff NS 85/55, 80x3,5x180 mm

105,34 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Geschliffene Kegelkerne aus DURAN®-Rohr. Nach DIN 12249 Form B und in Ergänzung zur Norm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0032
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2031
EAN	4058072297749
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	80 mm
Material	Borosilikatglas
Länge	180 mm
Normschliff Kern	85/55
normiert nach DIN-Norm (DIN)	DIN 12249

