



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Langschliff-Kern NS 19/38, 17x1,8x140 mm, 10 Stk/Pack

57,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Geschliffene Kegelkerne aus DURAN®-Rohr

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | LZ-0071 |
| Hersteller (Marke) | Lenz |
| alte neoLab ArtikelNr. | B-2070 |
| EAN | 4058072298135 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Material | Borosilikatglas |

