




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Gewintheadapter Borosilikat 3.3, GL 14, Hülse NS 14,5

15,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Gewindeadapter aus Borosilikatglas 3.3 in verschiedenen Größen. Diese werden benötigt um Gewindefläschchen an Schliffapparaturen wie z.B. Rotationsverdampfer zu befestigen. Dazu benötigt werden größenabhängige Schraubkupplungen (E-2920 ff).

GL 14, Hülse NS 14,5

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-2930
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072086657
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Reduzierstücke Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	14/23
Typ Anschluss Ausgang	Schraubanschluss GL 14
Typ Anschluss Eingang	Normschliff

