



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## neolab® Gewindeadapter Borosilikat 3.3, GL 25, Hülse NS 29

**25,90 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Gewindeadapter aus Borosilikatglas 3.3 in verschiedenen Größen. Diese werden benötigt um Gewindefläschchen an Schliffapparaturen wie z.B. Rotationsverdampfer zu befestigen. Dazu benötigt werden größenabhängige Schraubkupplungen (E-2920 ff).

**GL 25, Hülse NS 29**

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	E-2932
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072087210
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Reduzierstücke Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	29/32
Typ Anschluss Ausgang	Schraubanschluss GL 25
Typ Anschluss Eingang	Normschliff

