



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neolab® T-Verbinder, 1 x 1,6-2,6 mm, 2 x 2,4-3,4 mm, PP, 10 Stck./Pack**

**25,50 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

### Reduzierstück,T-Form, aus naturfarbenem PP

**Mit unterschiedlicher Oliven-Größe.** Leicht transparent, **autoklavierbar**. Hervorragende Qualität mit konstantem Innendurchmesser, bedingt gleichmäßige Durchflußraten und dichten Anschluß. Die Oliven sind außen im Abdichtkonus so gearbeitet, daß auch feste Schläuche aufgesteckt werden können. Sie erweitern den Schlauch bis zum 1,5-fachen seines Innen ø.

**Im Beutel zu 10 Stück.**

## Zusätzliche Informationen

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 2-0977                           |
| Hersteller (Marke)       | neoLab                           |
| EAN                      | 4058072048693                    |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja                               |
| Farbe                    | transparent (milchig)            |
| Material                 | Polypropylen (PP)                |
| Form                     | T-förmig                         |
| für DM Schlauch innen 1  | 1.6 bis 2.6 mm                   |
| für DM Schlauch innen 2  | 2.4 bis 3.4 mm                   |
| für DM Schlauch innen 3  | 2.4 bis 3.4 mm                   |
| Symmetrie                | für unterschiedliche Schlauch-DM |
| Typ Schlauchverbinder    | Reduzierstück (T-Form)           |

