



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® T-Verbinder, 1 x 1,6-2,6 mm, 2 x 2,4-3,4 mm, PP, 10 Stck./Pack

**25,50 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Reduzierstück, T-Form, aus naturfarbenem PP

Mit unterschiedlicher Oliven-Größe. Leicht transparent, **autoklavierbar**. Hervorragende Qualität mit konstantem Innendurchmesser, bedingt gleichmäßige Durchflußraten und dichten Anschluß. Die Oliven sind außen im Abdichtkonus so gearbeitet, daß auch feste Schläuche aufgesteckt werden können. Sie erweitern den Schlauch bis zum 1,5-fachen seines Innen \varnothing .

Im Beutel zu 10 Stück.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0973
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048655
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Form	T-förmig
für DM Schlauch innen 1	2.4 bis 3.4 mm
für DM Schlauch innen 2	2.4 bis 3.4 mm
für DM Schlauch innen 3	1.6 bis 2.6 mm
Symmetrie	für unterschiedliche Schlauch-DM
Typ Schlauchverbinder	Reduzierstück (T-Form)

