



neoLab® Schlauchklemme blau, 12 Stck./Pack

Artikelbilder



Beschreibung

Starke Klemme, die mit ihren 2,7 mm langen Zähnen dünnwandige Schläuche sicher verschließt. Sie verschließt fest und springt auf, wenn die Verschlusslasche abgebogen wird. Sie kann an jeder beliebigen Stelle angebracht werden.

VE: 12 St./Beutel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2140
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025342
Farbe	blau
Breite	3 mm
Länge	59 mm
geeignet für	Schläuche
Schellen Eigenschaften	mit Zahnung
Spannweite MAX	20 mm
Spannweite MIN	0 mm
Material Klemme	Polyoxymethylen (POM)

