



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine neoClips-Schlauchschellen Gr. CC, 11,1 - 12,9 mm, 10 Stck./Pack

12,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

neoClips sind absolut rostfrei, bruchsicher und **extrem hitzebeständig**.

Selbst Chemikalien und andere scharfe Stoffe können ihnen nichts anhaben.

Mit neoClips lassen sich Schläuche, Röhren usw. **absolut dicht und zuverlässig** befestigen. Die Clips lassen sich einfach montieren. Durch Zusammendrücken der beiden Enden greifen die Zähne ineinander und rasten ein. Der Clip kann aber auch jederzeit wieder gelöst werden.

VE: 10 St./Pack.

Technische Daten

druckresistent bis 14 bar

UK gelistet und FDA zertifiziert

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-0055
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072031046
Farbe	Schwarz
Material	Polyamid 6.6 (PA 6.6. Nylon)
geeignet für	Schläuche
TBST MAX	125 °C
TBST MIN	-40 °C
Schellen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Größe Schlauchschelle	CC
Spannweite MAX	12.9 mm
Spannweite MIN	11.1 mm

