



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Dialysierschlauch 40 mm Flachbreite, 23,8 mm Ø, 30 m/Rolle

172,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Dialyserschläuche zur Dialyse von Blutseren, Eiweiß-, Metallkolloiden und zur Züchtung von Bakterien usw. Die Trenngrenze (MWCO) liegt bei 12-14.000 gleich ca. 30-35 Angström. Weitere Dialyserschläuche auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-9037
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072074159
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (milchig)
Material	Cellulose, regeneriert (RC)
Breite	37.4 mm
Länge	30 m
Anwendung Schlauch	für die Dialyse
MWCO	12000 bis 14000

