



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657




**Bohlender Ex-Schutz Schläuche, PTFE schwarz,
antistatisch, Innen-Ø 6,0 mm, Außen-Ø 8,0 mm,
Wandstärke 1,0 mm, Platzdruck 46 bar**

61,53 € Ab

52,80 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

BOLA Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm 6,0 Außen-Ø mm 8,0 Wandstärke mm 1,0 Biegeradius (1) mm 64 Platzdruck (2) bar 46

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Art.-Nr. | ER-2223 |
| Hersteller (Marke) | Bohlender |
| VGKL Nummer | 241782750 |
| EAN | 4058072179441 |
| Bruttogewicht | 0.086 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Nettogewicht | 0.04600 kg |
| Material | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
| Ursprungsland | Finnland |
| Zolltarifnummer | 39173200 |
| DM außen | 8 mm |
| DM innen | 6 mm |
| Wandstärke Schlauch | 1 mm |

