



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Norprene-Schlauch, 3,2 x 6,4 mm, 15 m/Rolle

**69,90 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

### Thermoplastischer Elastomerschlauch, schwarz.

Für Schlauchpumpen geeignet. Sehr hohe Standzeiten. Beständig gegen viele aggressive Chemikalien. Wärme- und ozonbeständig, versprödet nicht.

**VE:** 15 m/Rolle

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-9247
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072049850
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Schwarz
Material	Elastomer (Norprene)
Form	glatt gerade
Länge	15 m
DM außen	6.4 mm
DM innen	3.2 mm
TBST MAX	135 °C
TBST MIN	-60 °C
Wandstärke Schlauch	1.6 mm
Schläuche Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit lebensmittelgeeignet
Anwendung Schlauch	für Schlauchpumpen
Härte	61 shore A
Artikel erfüllt Kriterien nach	FDA
für Medium	Flüssigkeiten Wässrige Lösungen

