



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Norprene-Schlauch, 12,7 x 17,5 mm, 15 m/Rolle

279,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Thermoplastischer Elastomerschlauch, schwarz.

Für Schlauchpumpen geeignet. Sehr hohe Standzeiten. Beständig gegen viele aggressive Chemikalien. Wärme- und ozonbeständig, versprödet nicht.

VE: 15 m/Rolle

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-9252
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072049904
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Schwarz
Material	Elastomer (Norprene)
Form	glatt gerade
Länge	15 m
DM außen	17.5 mm
DM innen	12.7 mm
TBST MAX	135 °C
TBST MIN	-60 °C
Wandstärke Schlauch	2.4 mm
Schläuche Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit lebensmittelgeeignet
Anwendung Schlauch	für Schlauchpumpen
Härte	61 shore A
Artikel erfüllt Kriterien nach	FDA
für Medium	Flüssigkeiten Wässrige Lösungen

