



neoLab® PVC-Schlauch 13x19,0mm

Artikelbilder

Beschreibung

Flexibler PVC-Schlauch mit einem Durchmesser von 13 mm und einer Innendurchmesser von 19,0 mm. Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und Trinkwasserversorgung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0518
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270035319
EAN	4058072839499
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	19 mm
DM innen	13 mm

