



## neoLab® PVC-Schlauch 16x20,0mm

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Stabiler PVC-Schlauch mit einem Durchmesser von 16 mm und einer Innendurchmesser von 20,0 mm. Perfekt für den Transport von Flüssigkeiten und Gasen.

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	DT-0520
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270035620
EAN	4058072183943
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	20 mm
DM innen	16 mm

