



neoLab® PVC-Schlauch 18x22,0mm

Artikelbilder

Beschreibung

Hochwertiger PVC-Schlauch mit einem Durchmesser von 18 mm und einer Innendurchmesser von 22,0 mm. Geeignet für den Einsatz in der Industrie und in der Landwirtschaft.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0522
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270035822
EAN	4058072181895
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	22 mm
DM innen	18 mm

