



neoLab® PVC-Schlauch 19,0x27,0mm

Artikelbilder

Beschreibung

Flexibler PVC-Schlauch mit einem Durchmesser von 19,0 mm und einer Innendurchmesser von 27,0 mm. Geeignet für verschiedene Anwendungen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0526
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270035927
EAN	4058072839550
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	27 mm
DM innen	19 mm

