



neoLab® PVC-Schlauch 2x3,0mm

Artikelbilder

Beschreibung

Flexibler PVC-Schlauch mit einem Durchmesser von 2 mm und einer Innendurchmesser von 3,0 mm. Perfekt für kleinere Anwendungen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0480
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270033203
EAN	4058072185336
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	3 mm
DM innen	2 mm

