



neoLab® PVC-Schlauch 3x4,0mm

Artikelbilder

Beschreibung

Kompakter PVC-Schlauch mit einem Durchmesser von 3 mm und einer Innendurchmesser von 4,0 mm. Geeignet für verschiedene Anwendungen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0482
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270033304
EAN	4058072839246
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	4 mm
DM innen	3 mm

