



neoLab® PVC-Schlauch 40x50,0mm

Artikelbilder

Beschreibung

Robuster PVC-Schlauch mit einem Durchmesser von 40 mm und einer Innendurchmesser von 50,0 mm. Perfekt für große Aufgaben.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0532
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270038050
EAN	4058072839604
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	50 mm
DM innen	40 mm

