



neoLab® PVC-Schlauch 4x5,0mm

Artikelbilder

Beschreibung

Flexibler PVC-Schlauch mit einem Durchmesser von 4 mm und einer Innendurchmesser von 5,0 mm. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0484
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270033405
EAN	4058072184094
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	5 mm
DM innen	4 mm

