



neoLab® PVC-Schlauch 4x6,0mm

Artikelbilder

Beschreibung

Vielseitiger PVC-Schlauch mit einem Durchmesser von 4 mm und einer Innendurchmesser von 6,0 mm. Geeignet für verschiedene Zwecke.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0486
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270033406
EAN	4058072164799
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	6 mm
DM innen	4 mm

