



neoLab® PVC-Schlauch 4x7,0mm

Artikelbilder

Beschreibung

Hochwertiger PVC-Schlauch mit einem Durchmesser von 4 mm und einer Innendurchmesser von 7,0 mm. Ideal für den Einsatz in der Industrie.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0488
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270033407
EAN	4058072185275
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	7 mm
DM innen	4 mm

