



neoLab® PVC-Schlauch 6x8,0mm

Artikelbilder

Beschreibung

Flexibler PVC-Schlauch mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Innendurchmesser von 8,0 mm. Geeignet für verschiedene industrielle Zwecke.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0494
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270033608
EAN	4058072185909
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
Länge	100000 mm
DM außen	8 mm
DM innen	6 mm

