



neoLab® PVC-Schlauch 6x9,0mm

Artikelbilder

Beschreibung

Kompakter PVC-Schlauch mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Innendurchmesser von 9,0 mm. Ideal für kleine Anwendungen.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|------------------------|
| Art.-Nr. | DT-0496 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| VGKL Nummer | 270033609 |
| EAN | 4058072184490 |
| Material | Polyvinylchlorid (PVC) |
| DM außen | 9 mm |
| DM innen | 6 mm |

