



neoLab® PVC-Schlauch 8x11,0mm

Artikelbilder

Beschreibung

Langlebiger PVC-Schlauch mit einem Durchmesser von 8 mm und einer Innendurchmesser von 11,0 mm. Geeignet für verschiedene Aufgaben.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0504
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270033811
EAN	4058072167011
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	11 mm
DM innen	8 mm

