



neoLab® PVC-Schlauch 8x12,0mm

Artikelbilder

Beschreibung

Vielseitiger PVC-Schlauch mit einem Durchmesser von 8 mm und einer Innendurchmesser von 12,0 mm. Ideal für industrielle Anwendungen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0506
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270033812
EAN	4058072165123
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	12 mm
DM innen	8 mm

