



neoLab® PVC-Schlauch 9x13,0mm

Artikelbilder

Beschreibung

Flexibler PVC-Schlauch mit einem Durchmesser von 9 mm und einer Innendurchmesser von 13,0 mm. Perfekt für den Einsatz in verschiedenen Branchen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0510
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270033913
EAN	4058072166380
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	13 mm
DM innen	9 mm

