



## neoLab® PVC-Schlauch mit Gewebe 12x21mm

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Hochwertiger PVC-Schlauch mit eingewebtem Gewebe für zusätzliche Stärke. Der Schlauch hat einen Durchmesser von 12 mm und eine Innendurchmesser von 21 mm.

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	DT-0540
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270044221
EAN	4058072182472
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	21 mm
DM innen	12 mm

