



neoLab® PVC-Schlauch mit Gewebe 19x27mm

Artikelbilder

Beschreibung

Stabiler PVC-Schlauch mit Gewebe für erhöhte Widerstandsfähigkeit. Der Schlauch hat einen Durchmesser von 19 mm und eine Innendurchmesser von 27 mm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0546
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270044927
EAN	4058072839703
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	27 mm
DM innen	19 mm

