



neolab® PVC-Schlauch mit Gewebe 6x12mm

Artikelbilder



Beschreibung

Flexibler PVC-Schlauch mit eingewebtem Gewebe für zusätzliche Stabilität. Der Schlauch hat einen Durchmesser von 6 mm und eine Innendurchmesser von 12 mm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0534
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270043612
EAN	4058072184537
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	12 mm
DM innen	6 mm

