



neoLab® PVC-Schlauch mit Gewebe 8x14mm

Artikelbilder

Beschreibung

Robuster PVC-Schlauch mit eingewebtem Gewebe für zusätzliche Stärke. Der Schlauch hat einen Durchmesser von 8 mm und eine Innendurchmesser von 14 mm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0536
Hersteller (Marke)	neoLab
VGKL Nummer	270043814
EAN	4058072839635
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
DM außen	14 mm
DM innen	8 mm

