











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :


DE 143 450 657



Deutsch & Neumann Silikonschlauch 1 x 1 mm, 1 m

1,12 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Standard-Silikonschlauch

Härte: 55 Shore A

Temperaturbeständig bei -60 bis +180°C (kurzfristig bis +260°C) auch für Schlauchpumpen geeignet.

Preis/m

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	NM-0339
Hersteller (Marke)	Deutsch & Neumann
alte neoLab ArtikelNr.	E-4192
EAN	4058072337438
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Silikon
Form	glatt gerade
Länge	1 m
DM außen	3 mm
DM innen	1 mm
TBST MAX	180 °C
TBST MIN	-60 °C
Wandstärke Schlauch	1 mm
Schläuche Eigenschaften	lebensmittelgeeignet
Anwendung Schlauch	für allgemeine Laboranwendungen für Schlauchpumpen
Härte	55 shore A
Artikel erfüllt Kriterien nach	BGA DAB FDA USP
für Medium	Flüssigkeiten Wässrige Lösungen Luft/Gase/Dämpfe

