



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Deutsch & Neumann Silikonschlauch 5 x 1,5 mm, 1 m

3,23 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Standard-Silikonschlauch

Härte: 55 Shore A

Temperaturbeständig bei -60 bis +180°C (kurzfristig bis +260°C) auch für Schlauchpumpen geeignet.

Preis/m

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------------|--|
| Art.-Nr. | NM-0360 |
| Hersteller (Marke) | Deutsch & Neumann |
| alte neoLab ArtikelNr. | E-4198 |
| EAN | 4058072337490 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (milchig) |
| Material | Silikon |
| Form | glatt gerade |
| Länge | 1 m |
| DM außen | 8 mm |
| DM innen | 5 mm |
| TBST MAX | 180 °C |
| TBST MIN | -60 °C |
| Wandstärke Schlauch | 1.5 mm |
| Schläuche Eigenschaften | lebensmittelgeeignet |
| Anwendung Schlauch | für allgemeine Laboranwendungen für Schlauchpumpen |
| Härte | 55 shore A |
| Artikel erfüllt Kriterien nach | BGA DAB FDA USP |
| für Medium | Flüssigkeiten Wässrige Lösungen Luft/Gase/Dämpfe |

