



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Deutsch & Neumann Silikonschlauch 6 x 1,5 mm, 1 m

**3,62 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Standard-Silikonschlauch

Härte: 55 Shore A

**Temperaturbeständig** bei -60 bis +180°C (kurzfristig bis +260°C) auch für Schlauchpumpen geeignet.

Preis/m

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NM-0365
Hersteller (Marke)	Deutsch & Neumann
alte neoLab ArtikelNr.	E-4199
EAN	4058072337520
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Silikon
Form	glatt gerade
Länge	1 m
DM außen	9 mm
DM innen	6 mm
TBST MAX	180 °C
TBST MIN	-60 °C
Wandstärke Schlauch	1.5 mm
Schläuche Eigenschaften	lebensmittelgeeignet
Anwendung Schlauch	für allgemeine Laboranwendungen für Schlauchpumpen
Artikel erfüllt Kriterien nach	BGA DAB FDA USP
Härte	55 shore A
für Medium	Flüssigkeiten Wässrige Lösungen Luft/Gase/Dämpfe

