



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Deutsch & Neumann Silikonschlauch 7 x 1,5 mm, 1 m

3,92 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Standard-Silikonschlauch

Härte: 55 Shore A

Temperaturbeständig bei -60 bis +180°C (kurzfristig bis +260°C) auch für Schlauchpumpen geeignet.

Preis/m

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NM-0368
Hersteller (Marke)	Deutsch & Neumann
alte neoLab ArtikelNr.	E-4200
EAN	4058072337537
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Silikon
Form	glatt gerade
Länge	1 m
DM außen	10 mm
DM innen	7 mm
TBST MAX	180 °C
TBST MIN	-60 °C
Wandstärke Schlauch	1.5 mm
Schläuche Eigenschaften	lebensmittelgeeignet
Anwendung Schlauch	für allgemeine Laboranwendungen für Schlauchpumpen
Artikel erfüllt Kriterien nach	BGA DAB FDA USP
Härte	55 shore A
für Medium	Flüssigkeiten Wässrige Lösungen Luft/Gase/Dämpfe

