



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Deutsch & Neumann Silikonschlauch 10 x 2 mm, 1 m

7,63 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Standard-Silikonschlauch

Härte: 55 Shore A

Temperaturbeständig bei -60 bis +180°C (kurzfristig bis +260°C) auch für Schlauchpumpen geeignet.

Preis/m

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NM-0379
Hersteller (Marke)	Deutsch & Neumann
alte neoLab ArtikelNr.	E-4204
EAN	4058072167981
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Silikon
Form	glatt gerade
Länge	1 m
DM außen	14 mm
DM innen	10 mm
TBST MAX	180 °C
TBST MIN	-60 °C
Wandstärke Schlauch	2 mm
Schläuche Eigenschaften	lebensmittelgeeignet
Anwendung Schlauch	für allgemeine Laboranwendungen für Schlauchpumpen
Härte	55 shore A
Artikel erfüllt Kriterien nach	BGA DAB FDA USP
für Medium	Flüssigkeiten Wässrige Lösungen Luft/Gase/Dämpfe

