



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Silikonschlauch, 3 x 6 mm, 5 m/Rolle

**20,90 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

### Transparent bis durchscheinender Schlauch.

Biologisch neutral. Gute physikalische Eigenschaften, geschmeidig, elastisch, flexibel.

**Dichte:** 1,16.

**Reißdehnung:** >300 %

Entspricht Ph.Eur. (2. Aufl.), DAB 10 und USP XXII Klasse VI (Biol. Tests).

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-9270
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072049959
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Silikon
Form	glatt gerade
Länge	5 m
DM außen	6 mm
DM innen	3 mm
TBST MAX	200 °C
TBST MIN	-60 °C
Wandstärke Schlauch	1.5 mm
Schläuche Eigenschaften	lebensmittelgeeignet
Anwendung Schlauch	für allgemeine Laboranwendungen für die Zellkultur
Härte	60 shore A
Artikel erfüllt Kriterien nach	FDA BGA EU-Richtlinien
für Medium	Flüssigkeiten Wässrige Lösungen Luft/Gase/Dämpfe

