



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Ersatz-Ansaugschlauch, 300 mm, für Calibrex 520/525/530 bis 10 ml

8,06 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Standardschlauch

Jeder Calibrex™ Dispenser wird mit einem Ansaugschlauch geliefert.

Ersatzschläuche sind entweder auf Standardgrösse zugeschnitten oder ungeschnitten, per Meter, erhältlich.

7-7477: 300 mm/geschnitten

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0201
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7477
EAN	4058072367190
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Länge	300 mm
DM innen	5 mm
Schläuche Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Anwendung Schlauch	für Socorex Dispenser
für Medium	Wässrige Lösungen

