



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Ersatz-Saugschlauch für DosystTM Selbstfüller-Spritzen 20 mL, geschnitten

7,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schläuche aus Silikon in medizinischer Qualität

Saugschläuche für Spritzen aus langlebigem Medizinqualitäts-Silikon.
Geschnitten

Bei 121°C autoklavierbar.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|---|
| Art.-Nr. | SR-0336 |
| Hersteller (Marke) | Socorex |
| alte neoLab ArtikelNr. | 7-7740 |
| EAN | 4058072368531 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (milchig) |
| Material | Perfluorethylenpropylen (FEP) |
| Länge | 1000 mm |
| Schläuche Eigenschaften | mit besonderer chemikalischer Beständigkeit |
| Anwendung Schlauch | für Socorex Dispenser |
| für Medium | Wässrige Lösungen |

