



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Teleskopischer Schlauch, für Calibrex Dispensers 520/525/530 bis 10 ml, 150-255 mm

19,66 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Teleskopschläuche
Simultane Anpassung an jede Flaschengrösse.

7-7479: Teleskopschlauch 150-255 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0203
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7479
EAN	4058072367213
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Perfluorethylenpropylen (FEP)
Schläuche Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Anwendung Schlauch	für Socorex Dispenser
für Medium	Wässrige Lösungen

