



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Tygon-Peristaltic-Schlauch SH 75, 6,4 x 9,6 mm, 15 m/Rolle

179,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ein Schlauchtyp der Extra-Klasse!

Die außergewöhnlich glatte Innenwand verhindert Partikelablagerungen.
Glasklar, weichmacherfrei, vermindertes Risiko von Kontaminationen.
Aufgrund der geringen Aufnahmefähigkeit bleibt die Flüssigkeit unverändert.
REACH Konformität.

Dichte: 0,9

VE: 15 m/Rolle

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4473
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072003562
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polyvinylchlorid (PVC. Tygon)
Form	glatt gerade
Länge	15 m
DM außen	9.6 mm
DM innen	6.4 mm
TBST MAX	54 °C
TBST MIN	-59 °C
Wandstärke Schlauch	1.6 mm
Schläuche Eigenschaften	lebensmittelgeeignet
Anwendung Schlauch	für allgemeine Laboranwendungen für Schlauchpumpen
Härte	75 shore A
Artikel erfüllt Kriterien nach	FDA
für Medium	Flüssigkeiten Wässrige Lösungen Luft/Gase/Dämpfe

