



neolab Migge GmbH
 Rischerstr. 7-9
 69123 Heidelberg
 Deutschland
 +49 (0)6221 /
 8442-44
<https://www.neolab.de>
 e

Umsatzsteuer-
 Identifikationsnummer
 :
 DE 143 450 657



neolab® Tygon-Peristaltic-Schlauch SH 75, 8,0 x 11,2 mm, 15 m/Rolle

200,90 €
 zzgl. MwSt &
 Versand

Product Images



Beschreibung

Ein Schlauchtyp der Extra-Klasse!

Die außergewöhnlich glatte Innenwand verhindert Partikelablagerungen.
Glasklar, weichmacherfrei, vermindertes Risiko von Kontaminationen.
Aufgrund der geringen Aufnahmefähigkeit bleibt die Flüssigkeit unverändert.
REACH Konformität.

Dichte: 0,9

VE: 15 m/Rolle

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4474
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072003579
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polyvinylchlorid (PVC. Tygon)
Form	glatt gerade
Länge	15 m
DM außen	11.2 mm
DM innen	8 mm
TBST MAX	54 °C
TBST MIN	-59 °C
Wandstärke Schlauch	1.6 mm
Schläuche Eigenschaften	lebensmittelgeeignet
Anwendung Schlauch	für allgemeine Laboranwendungen für Schlauchpumpen
Artikel erfüllt Kriterien nach	FDA
Härte	75 shore A
für Medium	Flüssigkeiten Wässrige Lösungen Luft/Gase/Dämpfe

