




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Tygon-Schlauch S-Härte 55, 0,8 x 2,4 mm, 15 m/Rolle

26,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ideal für den allgemeinen Laboreinsatz.

Hohe Chemikalienbeständigkeit. Klar, weich und flexibel. Geringere Sauerstoff-Permeabilität als Gummi, alterungsbeständig und nicht oxidierend. Schnell und leicht auf Fittings zu stecken.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4450
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072003418
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polyvinylchlorid (PVC. Tygon)
Form	glatt gerade
Länge	15 m
DM außen	2.4 mm
DM innen	0.8 mm
TBST MAX	74 °C
TBST MIN	-50 °C
Wandstärke Schlauch	0.8 mm
Anwendung Schlauch	für allgemeine Laboranwendungen
Härte	55 shore A
für Medium	Flüssigkeiten Wässrige Lösungen Luft/Gase/Dämpfe

