



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Tygon-Schlauch S-Härte 55, 4,8 x 6,4 mm, 15 m/Rolle

46,70 €  
zzgl. MwSt &  
Versand

### Product Images



## Beschreibung

---

Ideal für den allgemeinen Laboreinsatz.

Hohe Chemikalienbeständigkeit. Klar, weich und flexibel. Geringere Sauerstoff-Permeabilität als Gummi, alterungsbeständig und nicht oxidierend. Schnell und leicht auf Fittings zu stecken.

## Zusätzliche Informationen

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Art.-Nr.                 | 2-4456   |
| Hersteller (Marke)       | neoLab   |
| EAN                      | 4058072003470                                    |
| Transporttemperatur      | Raumtemperatur                                   |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein   |
| Farbe                    | transparent (klar)                               |
| Material                 | Polyvinylchlorid (PVC. Tygon)                    |
| Form                     | glatt gerade                                     |
| Länge                    | 15 m   |
| DM außen                 | 6.4 mm   |
| DM innen                 | 4.8 mm   |
| TBST MAX                 | 74 °C  |
| TBST MIN                 | -50 °C   |
| Wandstärke Schlauch      | 0.8 mm   |
| Anwendung Schlauch       | für allgemeine Laboranwendungen                  |
| Härte                    | 55 shore A                                       |
| für Medium               | Flüssigkeiten Wässrige Lösungen Luft/Gase/Dämpfe |

