



neolab Migge GmbH  
 Rischerstr. 7-9  
 69123 Heidelberg  
 Deutschland  
 +49 (0)6221 /  
 8442-44  
<https://www.neolab.de>  
 e

Umsatzsteuer-  
 Identifikationsnummer  
 :  
 DE 143 450 657



## neolab® Tygon-Schlauch S-Härte 55, 6,4 x 9,6 mm, 15 m/Rolle

**120,40 €**  
**zzgl. MwSt & Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Ideal für den allgemeinen Laboreinsatz.

Hohe Chemikalienbeständigkeit. Klar, weich und flexibel. Geringere Sauerstoff-Permeabilität als Gummi, alterungsbeständig und nicht oxidierend. Schnell und leicht auf Fittings zu stecken.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-4459
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072003500
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polyvinylchlorid (PVC. Tygon)
Form	glatt gerade
Länge	15 m
DM außen	9.6 mm
DM innen	6.4 mm
TBST MAX	74 °C
TBST MIN	-50 °C
Wandstärke Schlauch	1.6 mm
Anwendung Schlauch	für allgemeine Laboranwendungen
Härte	55 shore A
für Medium	Flüssigkeiten Wässrige Lösungen Luft/Gase/Dämpfe

