



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Tygon-Schlauch S-Härte 55, 3,2 x 6,4 mm, 30 m/Rolle

Sonderangebot

39,00 €

Normalpreis

82,20 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Ideal für den allgemeinen Laboreinsatz.

- hohe Chemikalienbeständigkeit
- klar, weich und flexibel
- Shore-Härte 55
- geringere Sauerstoff-Permeabilität als Gummi
- alterungsbeständig und nicht oxidierend
- thermisch belastbar von -50°C bis +74°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4462
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072168643
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polyvinylchlorid (PVC. Tygon)
steril	Nein
Form	glatt gerade
Länge	30 m
DM außen	6.4 mm
DM innen	3.2 mm
TBST MAX	74 °C
TBST MIN	-50 °C
Anwendung Schlauch	für allgemeine Laboranwendungen
Härte	55 shore A
für Medium	Flüssigkeiten Wässrige Lösungen Luft/Gase/Dämpfe

