



neolab Migge GmbH
 Rischerstr. 7-9
 69123 Heidelberg
 Deutschland
 +49 (0)6221 /
 8442-44
<https://www.neolab.de>
 e

Umsatzsteuer-
 Identifikationsnummer
 :
 DE 143 450 657



neolab® Tygon-Silikonschlauch USP VI/FDA 0,8 x 2,4 mm, 15 m/Rolle

97,40 €
 zzgl. MwSt &
 Versand

Product Images



Beschreibung

Die richtige Auswahl für die Anwendung in Labor, Biotechnologie und Pharma!

Hoch elastisch mit guter Rückstellkraft für gleichbleibenden Flüssigkeitstransfer, selbst bei intermittierender Pumpenanwendung. Ozon- und UV-beständig.

Besonders glatte Innenoberfläche.

VE: 15 m/Rolle

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4440
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072003326
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polyvinylchlorid (PVC, Tygon) Silikon
Form	glatt gerade
Länge	15 m
DM außen	2.4 mm
DM innen	0.8 mm
TBST MAX	204 °C
TBST MIN	-80 °C
Wandstärke Schlauch	0.8 mm
Schläuche Eigenschaften	lebensmittelgeeignet
Anwendung Schlauch	für allgemeine Laboranwendungen für Schlauchpumpen
Härte	50 shore A
für Medium	Flüssigkeiten Wässrige Lösungen Luft/Gase/Dämpfe

