



neolab Migge GmbH  
 Rischerstr. 7-9  
 69123 Heidelberg  
 Deutschland  
 +49 (0)6221 /  
 8442-44  
<https://www.neolab.de>  
 e

Umsatzsteuer-  
 Identifikationsnummer  
 :  
 DE 143 450 657



## neolab® Tygon-Silikonschlauch USP VI/FDA 8,0 x 12,7 mm, 15 m/Rolle

**411,10 €**  
 zzgl. MwSt &  
 Versand

### Product Images



## Beschreibung

---

Die richtige Auswahl für die Anwendung in Labor, Biotechnologie und Pharma!

Hoch elastisch mit guter Rückstellkraft für gleichbleibenden Flüssigkeitstransfer, selbst bei intermittierender Pumpenanwendung. Ozon- und UV-beständig.

Besonders glatte Innenoberfläche.

**VE:** 15 m/Rolle

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-4448
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072003401
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polyvinylchlorid (PVC, Tygon) Silikon
Form	glatt gerade
Länge	15 m
DM außen	12.7 mm
DM innen	8 mm
TBST MAX	204 °C
TBST MIN	-80 °C
Wandstärke Schlauch	2.4 mm
Schläuche Eigenschaften	lebensmittelgeeignet
Anwendung Schlauch	für allgemeine Laboranwendungen für Schlauchpumpen
Härte	50 shore A
für Medium	Flüssigkeiten Wässrige Lösungen Luft/Gase/Dämpfe

