



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Jet Pen Verlängerungsschlauch, 60 cm für Flaschenausatzdispensern Calibrex™ 520 bis zu 10 ml

87,57 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Verlängerungsschlauch für Calibrex™ Dispenser

Die Jet-Pen Ausstoskanüle aus PTFE und der dehnbare Spiralschlauch bieten maximalen Komfort beim Dosieren in Gefäße, bis zu einer Distanz von 60 cm.

Einfache Montage; Komplett autoklavierbar.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|---|
| Art.-Nr. | SR-0197 |
| Hersteller (Marke) | Socorex |
| alte neoLab ArtikelNr. | 7-7473 |
| EAN | 4058072367152 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (milchig) |
| Material | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
| Länge | 600 mm |
| DM innen | 2.2 mm |
| Schläuche Eigenschaften | mit besonderer chemikalischer Beständigkeit |
| Anwendung Schlauch | für Socorex Dispenser |
| für Medium | Wässrige Lösungen |

